

Nano Micro

Агарозные сорбенты – полные аналоги Cytiva



纳微
NanoMicro

Suzhou Nanomicro Technology Co., Ltd.
Производитель микросфер, расходных
материалов для хроматографии.

Основана более 15 лет
назад в Китае (Suzhou)



Линейка сорбентов на основе агарозной и декстрановых матриц. Фасовки любых размеров, пробники для проведения тестирования.

Полномасштабное производство, соответствующее международной системе менеджмента качества.

Предупакованные колонки для препаративной хроматографии низкого и среднего давления: 1 и 5 мл колонки типа HiTrap / HiScreen, пластиковые колонки любых размеров по запросу пользователя.

Полная линейка продуктов: от лабораторного масштаба до промышленного, для применения на всех этапах разработки и производства фарм-препаратов (R&D, пилотные и промышленные площадки).



г. Москва, ул. Красноармейская, д.2, стр.4, офис 204
Тел.: +7 495 614-45-97 | Email: info@alamed.ru
alamed.ru



Агарозные сорбенты – полные аналоги Cytiva

Сорбенты для аффинной хроматографии - Аналоги Cytiva:

Cytiva	NanoMicro
Protein G Sepharose FF / HP	NMab ProtG
IMAC / Chelating / Ni Sepharose FF / HP / Crude	NW Rose IMAC / TED / Chelating / Ni / FF / Crude / HP
GST Sepharose	NW Rose GST 4B / 4FF
Heparin Sepharose	NM Rose Heparin
Plasmid Sepharose / Capto Plasmid Select	NW Rose Plasmid / NW Rose Plus Plasmid
Lysine Sepharose	NW Rose Lysine

Сорбенты для мультимодальной хроматографии - Аналоги Cytiva:

Cytiva	NanoMicro
Capto Core 400 / 700	NW Rose Viral L / M
Capto adhere	NW Rose Plus HAM / HAM HP
Capto MMC	NW Rose Plus HCM / HCM HP

Сорбенты для ионообменной хроматографии - Аналоги Cytiva:

Cytiva	NanoMicro
Sepharose IEX FF / HP / XL	NW Rose IEX (Q, SP, DEAE, CM) FF / HP / XL / BB
Capto IEX / Capto IEX Impres	NW Rose Plus (Q, SP, DEAE, CM) FF / HP / XP

Сорбенты для гидрофобной хроматографии - Аналоги Cytiva:

Cytiva	NanoMicro
Sepharose HIC FF / HP: Butyl, Octyl, Phenyl HS и LS	NW Rose HIC FF / HP: Butyl, Octyl, Phenyl HS и LS
Capto HIC / Capto HIC Impres: Butyl, Octyl, Phenyl HS и LS	NW Rose Plus FF / HP: Butyl, Octyl, Phenyl HS и LS

Сорбенты для гель-фильтрационной хроматографии - Аналоги Cytiva:

Cytiva	NanoMicro
Sephadex G 25 Crude / Medium / Fine	NW Dex 25 C / M / F
Superdex 75, 200	NW Super 75, 200
Sephacryl 100, 200, 300	NW Super 100, 150, 300
Sepharose 6FF, 4FF, CL	NW Rose 6FF, 4FF

Все сорбенты доступны:

В любых фасовках (от мл до сотен литров), предоставляются тестовые образцы.

В виде предупакованных колонок:

- 1 и 5 мл колонки типа HiTrap, 4.2 мл типа HiScreen.
- Предупакованные колонки для гель-фильтрации 10x300 мм и других размеров.
- Колонки любых размеров по запросу пользователя.



г. Москва, ул. Красноармейская, д.2, стр.4, офис 204
Тел.: +7 495 614-45-97 | Email: info@alamed.ru
alamed.ru